




DUTCH SKIN5ARE

for a beautiful skin!

DERMAROLLER HANDLEIDING




- Gecertificeerde Dermaroller.
- Stap voor stap uitgelegd.
- Hoe krijg je de beste resultaten?
- Wat moet je vermijden?
- Hygiëne uitgelegd.



Is dit de eerste keer dat je de Dermaroller gaat gebruiken? Neem deze handleiding dan goed door. Ook als je de Dermaroller al eerder hebt gebruikt, kan deze handleiding jou helpen om het proces beter te begrijpen, zodat jij meer kennis opdoet over de effecten van de Dermaroller op je huid en de behandelingen met meer vertrouwen kunt ondergaan.

WAT IS EEN DERMAROLLING-BEHANDELING?

Dermarolling is een effectieve manier om de veel voorkomende huidproblemen zoals acnelittekens, fijne lijntjes, diepe rimpels, verlies van huidelasticiteit en striae te verminderen en voor het stimuleren van haargroei bij alopecia. Vanuit het comfort van je eigen huis. Het rollen wordt toegepast met een rollende applicatie waaraan naalden zijn bevestigd. De naaldjes zijn zo minuscuul, dat deze onzichtbare gaatjes in de huid prikken. Het prikken van deze gaatjes is een mini-trauma voor de huid. De huid ontvangt hierdoor een signaal dat deze zich moet gaan herstellen. Dit herstel is essentieel voor huidverbetering.




WAT DOET DE DERMAROLLER IN EN MET DE HUID?



Nu je weet wat een Dermaroller is, is het belangrijk dat je begrijpt wat de Dermaroller met de huid doet. Door met de Dermaroller over de huid te rollen, worden er in de huid kleine wondjes gecreëerd die ervoor zorgen dat het wondhelingsmechanisme van jouw lichaam wordt geactiveerd en gestimuleerd om collageen en elastine aan te maken. De fijne lijntjes, littekens, rimpels en striae nemen hierdoor af. Er wordt langzaam nieuw collageen opgebouwd, terwijl je epidermis (bovenste huidlaag) wordt verdikt. Veel mensen zien een verbetering van 60 tot 80% in minder dan 6 maanden tijd. Als gevolg van het rollen volgens instructies, lijkt je huid jonger en wordt deze gladder en stralender. Merkbare resultaten zijn te zien in slechts enkele behandelingen. Micropuncties verbeteren de absorptie van topische producten zoals vitamine C, E en hyaluronzuur.

HOE GEBRUIK JE HET?

Het is van essentieel belang om te begrijpen hoe je een Dermaroller correct gebruikt. Zonder juiste instructies kan een Dermarolling-behandeling je huid beschadigen en een infectie veroorzaken. Lees en volg de aanbevolen en eenvoudige instructies van de Dermaroller die hieronder worden beschreven, en je zult zien dat jouw huid binnen enkele weken erop vooruit gaat.



Een behandeling met de Dermaroller is voor iedereen raadzaam die de volgende huidbehoeften en/of huidafwijkingen wil aanpakken

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• VERGROTE PORIËN• DIEPE VOORHOOFDRIMPELS• RIMPELS TUSSEN DE WENKBRAUWEN• CELLULITIS• LITTEKENS DOOR BIJVOORBEELD ACNE OF WATERPOKKEN• ZONBESCHADIGDE HUID• HYPERPIGMENTATIE (DONKERE VLEKKEN)• VEROUDERDE HUID | <ul style="list-style-type: none">• GRAUWE HUID• STRIAE• HAARUITVAL• RUWE HUIDTEXTUUR• CHIRURGISCHE LITTEKENS• FIJNE TOTDIEPE RIMPELS• KRAAIENPOOTJES• LACH EN ROKERSLIJNEN |
|--|--|



BELANGRIJK

ALS JE EEN VAN DE VOLGENDE AANDOENINGEN ERVAART, GEBRUIK DE DERMAROLLER DAN NIET OP OF IN DE BUURT VAN DEZE GEBIEDEN

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• ACTIEVE ACNE• ACTIEVE INFECTIES• BLOEDSTOLLINGSPROBLEMEN• CHRONISCHE HUIDAANDOENINGEN• ECZEEM• HERPES (KOORSTSLIP)• PSORIASIS | <ul style="list-style-type: none">• KORSTEN• OPEN WONDEN• WRATTEN• KELOÏD-LITTEKENS• ZONVERBRANDE HUID• HUID DIE ONLANGS IS BEHANDELD MET EEN CHEMISCHE PEELING, DERMAGEN OF LASER (TOT 2 WEKEN)• ROSACEA |
|---|---|

Collageen is het meest voorkomende eiwit in het lichaam en helpt ons haar, huid, nagels, botten, ligamenten en pezen structuur te geven. Het vormt 70% van het eiwit in de huid en is daardoor de grootste krachtbron ervan. Elastine, dat ook een eiwit is, zorgt ervoor dat de huid na uitrekking of samentrekking weer in zijn oorspronkelijke vorm terugkeert. Deze twee eiwitten werken samen om jouw huid en haar kracht, stevigheid en vorm te geven.

Naarmate we ouder worden, begint de aanmaak van collageen en elastine te vertragen. De snelheid waarmee ons huid verouderd, is deels erfelijk en deels uitwendig bepaald. Blootstelling aan de zon, alcohol, roken en stress versnellen dit proces. Met de jaren kan je huid verslijten en elasticiteit verliezen, waardoor tekenen van veroudering zich beginnen voor te doen.



Jouw Dutchskincare Dermaroller is dé beauty-applicatie om zichtbare huidbeschadiging en tekenen van veroudering te verminderen.

Bij continu gebruik en een goede huidverzorging, zul je ongeveer na vier weken al resultaten zien.

HOE BEGIN JE MET ROLLEN?

De aanmaak van bindweefsel is een geleidelijk proces dat zich drie maanden onder het zichtbare huidoppervlak afspeelt om de huidstructuur gladder en sterker te maken. Om de huid de juiste rust te geven die nodig is om te genezen, raden wij jou aan om deze behandeling te starten in de avond. Als deze behandeling overdag wordt gedaan, zorg er dan voor dat je binnen blijft en vermijd direct zonlicht.



- Jouw Dutchskincare Dermarollerkit. Dermarollers van Dutchskincare: naaldlengte 0.3, 0.5 of 1.00 millimeter.
- Gezichtsreiniger, basisreiniger zonder irriterende/actieve ingrediënten (bijvoorbeeld zuren)
- 70% isopropylalcohol, voor het reinigen van de Dermaroller voor en na gebruik.
- Papieren handdoeken, om jouw Dermarollerkit op te plaatsen en na gebruik mee schoon te maken.
- Spiegel, om aanvankelijk te zien wat er met jouw huid gebeurt en om je rolling skills te verbeteren. Je zult merken dat je de spiegel na enige ervaring niet meer nodig hebt.
- De Dutchskincare haarband, om je haar naar achteren en uit je gezicht te houden.
- Het Dutchskincare vitamine C (en E) serum wordt hier sterk aanbevolen. Dit is het serum dat je aanbrengt na het rollen, voor een optimale opname. Gebruik je een ander serum? Zorg ervoor dat de ingrediënten geen schadelijke chemicaliën of parabenen bevatten, omdat je huid het gemakkelijk zal opnemen. Als je recent je serum hebt gekocht, test het dan een paar dagen uit om er zeker van te zijn dat je geen ongewenste reacties krijgt.
- Masker, dag-/nachtcrème of zonnebrandcrème. Heb je genoeg tijd? Smeer dan een heerlijk hydraterend masker op na het rollen. Sluit je behandeling altijd af met een dag-/nachtcrème of zonnebrandcrème. Zorg ervoor dat de crème die je na het serum op je huid aanbrengt minimaal een beschermingsfactor van SPF 30 heeft.

Welke naaldlengte moet ik gebruiken?

- 0.3 millimeter: betere opname huidverzorgingsproducten, verbeteren van alopecia (haargroei).
- 0.5 millimeter: fijne lijntjes, oppervlakkige littekens, stimuleren aanmaak collageen, anti-veroudering, hyperpigmentatie, betere opname huidverzorgingsproducten.
- 1.0 millimeter: rimpels, stimuleren aanmaak collageen, littekens, betere opname huidverzorgingsproducten.

REINIG DE ROLLER VOOR EN NA GEBRUIK!

1. Spoel je Dermaroller alleen NA gebruik met WARM water af. Houd de Dermaroller gedurende 10-15 seconden onder de lopende kraan (geen kokend water) om huidvuil te verwijderen.
2. Vul een kleine beker met 70% isopropylalcohol, zodat de naaldjes en de hele rolkop van de Dermaroller onder de alcohol zit.
 3. Laat deze 10 minuten intrekken.
4. Verwijder de Dermaroller uit de beker. Let op: raak de naalden niet aan!
5. Laat de Dermaroller 5 minuten drogen door deze met de voorkant naar boven op een papieren doekje te leggen.
6. Leg de Dermaroller terug in het doosje en berg het op.

PRO TIP

GEBRUIK DE TIJD DIE NODIG IS OM DE DERMAROLLER TE LATEN WEKEN IN ALCOHOL, VOOR HET INSMEREN VAN JE GEZICHT OF LICHAAM MET JE FAVORIETE PRODUCTEN.

LAAT HET ROLLEN MAAR BEGINNEN!

REINIG JE HUID EXTRA GOED VOOR HET ROLLEN!

- Was je gezicht of het te behandelen gebied twee keer met een zachte reiniger zonder agressieve ingrediënten.


- We raden het aan om een vochtig washandje te gebruiken om zachtjes mee te scrubben en ervoor te zorgen dat alle make-up, vuil en oliën van de huid worden verwijderd.

LET'S DO THIS!



Rol 4-8 keer voorzichtig over het gewenste gebied.

Het beste is om in kleine denkbeeldige vakjes te rollen. Rol langzaam en voorzichtig (vooral tijdens je eerste behandeling). Op de meeste gebieden ga je in verschillende richtingen over dezelfde plek rollen (zie plaatje):



- Rol 4-8 keer heen en weer in alle richtingen – horizontaal, verticaal en diagonaal.
- Druk de roller niet te hard in de huid en rol langzaam, delicaat over de huid.
- Til de roller rustig op voordat je in een nieuwe richting gaat rollen.



BELANGRIJK:

Zorg ervoor dat je bij het veranderen van richting de rol volledig van je huid tilt voordat je in een andere richting rolt. De rollen zijn alleen bedoeld om recht te rollen, NIET in een gebogen richting. Dit is cruciaal, zodat je de huid niet krabt of beschadigt.



Je kan tijdens het rollen wat ongemak ervaren, dit is volkomen normaal. Als een gebied tijdens de behandeling overdreven gevoelig aanvoelt, beperk dan het aantal richtingen tijdens het rollen. Rol minder vaak over hetzelfde gebied dan is aangegeven. Dit maakt de behandeling iets minder intensief en meer comfortabel.

Breng nu het Dutchskincare Vitamine C (en E) serum en hierna eventueel een masker (na ongeveer 5 minuten) aan. Heb je overdag gerold en ga je nog de deur uit? Gebruik dan een dag- of zonnebrandcrème met minimaal een beschermingsfactor van SPF 30.

PRO TIP 1: Wacht minimaal 15 minuten met het aanbrengen van je make-up/foundation. Hoe langer je hiermee wacht, hoe beter! Ideaal is 5 dagen.

PRO TIP 2: Rollen doe je het beste op een droge huid, mocht dit echt niet fijn aanvoelen? Rol dan met een hydraterende serum.



NA DE BEHANDELING.

Vlak na de behandeling zal je huid er als volgt uitzien of aanvoelen:

- Roze of rood
- Strak en droog
- Gevoelig en/of pijnlijk
- Opgezwollen



Je huid zal van nature gevoeliger zijn na de behandeling en kan eruit gaan zien en aanvoelen als na een zonnebrand, vooral bij de 0.5 millimeter en 1.0 millimeter rollers. Dit is normaal voor veel huidtypes en is tevens een indicatie dat je de behandeling goed hebt gedaan. Houd er rekening mee dat je een bepaalde roodheid en/of lichte bloeding kan ervaren, wat ook normaal is. Gebruik een wattenschijfje met koud water en dep dat gebied voorzichtig.

Het is mogelijk dat je na je behandeling kleine bultjes krijgt. Dit kan verschillende redenen hebben:

- De richtlijnen voor het rollen zijn niet correct gevolgd.
- Een negatieve reactie op een product dat je gebruikt. Zorg ervoor dat je eerst je producten test alvorens je deze gebruikt voor de Dermarolling-behandeling.
- Het te behandelen gebied en/of de Dermaroller is/zijn vóór de behandeling niet goed schoongemaakt.
- Foundation/make-up is te snel aangebracht, waardoor je huid niet voldoende tijd heeft gekregen om te genezen.

2 DAGEN NA DE BEHANDELING.

JE DOEL VOOR DE 2 DAGEN NA DE BEHANDELING IS OM JE HUID TE HYDRATEREN EN BESCHERMEN!



Gebruik een milde gezichtsreiniger om je huid te wassen en spoel het af met lauw of koud water. Wanneer je huid droog en schilferig is, breng je een hyaluronzuurserum en een hydraterende crème aan. Na 5 dagen kan je de huid weer lichtjes scrubben.

BELANGRIJK:

Gebruik geen producten die anti-acne, anti-veroudering, exfoliërende of actieve ingrediënten bevatten zoals retinol, retinA, vitamine A, retionzuur, salicylzuur, benzoylperoxide, glycolzuur, melkzuur, appelzuur of amandelzuur.

Huidgevoeligheden kunnen 2 tot 5 dagen duren, afhankelijk van jouw huidtype, serumgebruik en de intensiteit van de behandeling (naaldkeuze/aantal keren dat er gerold is). Nadat de reacties op je huid zijn weggetrokken, kan je weer gebruik maken van al je gebruikelijke huidverzorgingsproducten. Heb je twijfels, wacht dan nog een aantal dagen.

Het is belangrijk om voor, tijdens en na de behandeling de huid te blijven hydrateren, verzorgen en te beschermen met zonnebrandcrème, om optimale resultaten te bereiken. Houd er rekening mee dat de huid 4 weken na de behandeling aan het werk is om te herstellen. Hier merk je zelf echter weinig tot niets van. Blijf daarom wel je huid om de 4 dagen scrubben om dit herstel een handje te helpen.

JE HUID IS EEN INVESTERING IN JE TOEKOMST.

Bescherm het! Als je jouw behandeling volgens de instructies uitvoert, maar deze kort daarna verwaarloost, zul je minder snel mooie resultaten behalen en blijven zien!



WAT MAG JE VLAK NA EEN BEHANDELING NIET DOEN?

Na je behandeling is het belangrijk om rekening te houden met onderstaande acties, tot je huid volledig is genezen en niet meer gevoelig is:

- ✘ Raak het behandelde gebied niet aan met vuile handen.
- ✘ Draag geen foundation of make-up voor (idealiter) minimaal 5 dagen.
- ✘ Neem geen hete (stoom)douche – gebruik warm water tijdens het douchen of baden.
- ✘ Ga niet zwemmen in zee of een zwembad.
- ✘ Stel je huid niet bloot aan direct zonlicht of uv-licht van de zonnebank.
- ✘ Doe niets waardoor je extra gaat zweten (sporten).
- ✘ Gebruik geen producten die anti-acne, anti-veroudering, exfoliërende of actieve ingrediënten bevatten zoals: retinol, retinA, vitamine A, retionzuur, salicylzuur, benzoylperoxide, glycolzuur, melkzuur, appelzuur, amandelzuur en voorgeschreven topicals
- ✘ Voer thuis geen exfoliërende behandelingen uit. Hiermee irriteer je de huid alleen maar meer. Denk aan scrubs, een gezichtsreinigingsborstel, chemische peelings of reinigingsmiddelen met exfoliërende werkingen.



HOE VAAK DIEN JE DE DERMAROLLER TE GEBRUIKEN?




Gebruik de 0.3 millimeter Dermaroller 2 keer per week, gedurende de eerste maand. Als je huid fraai reageert en er zijn weinig reacties te zien, dan is dit een teken dat je huid klaar is voor de volgende stap. Je kunt nu de Dermaroller 3 keer per week en uiteindelijk zelfs 4 keer per week gebruiken voor optimale resultaten. Na 3-4 maanden kun je upgraden naar de 0.5 millimeter roller. Tolereert jouw huid dit? Dan kun je na wederom ongeveer 3-4 maanden de 1.0 millimeter Dermaroller gebruiken. Bouw deze fase ook weer rustig op, zoals je dit hebt gedaan bij de andere twee Dermarollers.

Op je lichaam kan je direct starten met de 1.0 millimeter Dermaroller, omdat de huid op de rest van het lichaam dik genoeg is om dit aan te kunnen.

1 van de meest voorkomende fouten bij gebruikers is te snel rollen, voordat de huid volledig is hersteld. **DOE DIT NIET!** Je vertraagt hiermee het genezingsproces en je kan bovendien je huid beschadigen.

Onthoud dat iedereen in een ander tempo geneest. Wees geduldig en wacht eventueel iets langer tot je er absoluut van overtuigd bent dat je huid volledig is genezen voordat je aan de volgende Dermarolling-behandeling begint.

Hoe weet je dat je huid genezen is? Deze wordt niet meer snel rood, schilfert niet en voelt niet droog, maar gehydrateerd en zacht aan.



MEEST GESTELDE VRAAG

WAT IS DE NAALD LENGTE VAN ELKE
ROLLER ?



ROZE

NAALD LENGTE 0.3



GOUD

NAALD LENGTE 0.5



ZWART

NAALD LENGTE 1.0



HOE LANG DUURT HET VOORDAT IK RESULTAAT ZIE?



Een Dermaroller biedt oplossingen, maar vergt geduld. Daarnaast is het belangrijk om te vermelden dat iedereen anders zal reageren op een behandeling met de Dermaroller. Meerdere behandelingen zijn noodzakelijk om een verbetering van jouw huidconditie te kunnen zien. Gemiddeld gezien worden resultaten iedere week zichtbaar, omdat de huid verandert als gevolg van de hergroei van collageen door het rollen.

DE VOLGENDE FACTOREN HEBBEN INVLOED OP DE RESULTATEN DIE DE DERMAROLLER BIEDT:

- Leeftijd (hoe ouder, hoe langer het genezingsproces).
- Gezondheid;
- Je huidconditie;
- Je levensstijl (hoe gezond leef je?).
- Het aantal behandelingen;
- Hoe vaak je de Dermaroller gebruikt (met de juiste tussenpozen)
- Gezicht of lichaam (omdat je lichaam een dikkere huid heeft kan het langer duren om resultaat te zien ten opzichte van je gezicht).



Belangrijk:

Als je niet zeker weet welke naaldlengte je moet gebruiken voor je littekens, houd dan de 0.5 millimeter Dermaroller aan. Je kan hiermee vergelijkbare resultaten als met de 1.0 millimeter roller boeken, mits je de behandeling vaker uitvoert.

Hoe pijnlijk is het?

Dit is afhankelijk van de druk die je met de Dermaroller uitoefent. De meeste gebruikers ervaren een milde, prikkelende sensatie, maar ondervinden geen last van de pijn. Als je gevoelig bent voor pijn, kan je vóór de behandeling 2 pijnstillers (Paracetamol) innemen.

EXTRA BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGERIJK!!

VERVANGING

We raden het aan om jouw Dermaroller elke 3-4 maanden te vervangen. Hoewel titaniumnaalden extreem duurzaam zijn, slijten ze uiteindelijk ook door gebruik.

INSMEREN

Smeer je om de 2 uur in met een zonnebrandcrème, met name in de maanden april tot en met september.

ZWEMBAD EN SAUNA

Zwembad en sauna kan 2 dagen na gebruik weer worden bezocht.

DONKERE HUID

Let er bij een donkere huid (vanaf huidtype 3) wel op dat je je huid extra beschermt tegen de zon na het rollen.

ZON/ZONNEBANK

Het is belangrijk om gedurende 2 weken de zon/zonnebank te vermijden. Gebruik je de 1.0 millimeter Dermaroller? Dan adviseren wij zelfs 6 weken.

HUIDVERZORGING

Wat voor huidverzorging is jouw huid gewend? Heb jij de afgelopen twee maanden GEEN intensieve behandelingen gehad (denk aan een peeling/dermapenbehandeling)? Zorg er dan eerst voor dat je je huid laat wennen aan het serum en het rollen met de Dermaroller. Dit doe je door te starten met het Dutchskincare serum vitamine C 15%. Na 1,5 week kan je starten met de Dermaroller in combinatie met het Vitamine C 15% serum. Je kan eventueel wel direct starten met de 0.3 millimeter Dermaroller. Ons advies is echter om dit nog niet direct in combinatie met het Vitamine C 15% serum te doen. Dit serum begin je pas te gebruiken nadat je 2 keer hebt gerold.

LET OP:

JE ZAL EEN PRIKKELENDE SENSATIE BELEVEN NA HET AANBRENGEN VAN DE VITAMINE C SERUM.

Derमारolling is voor ieder huidtype effectief en veilig. Het maakt dus niet uit welke huidskleur of etniciteit je hebt. **Ja, ook voor mannen.**

Jouw huid kan rood worden tijdens het rollen. Dit is volkomen normaal. Het komt door de doorbloeding die op gang wordt gebracht door de “schade” die je je huid bewust aanbrengt.

Binnen 10 minuten na de behandeling sluiten huidfuncties zich af, daarom is het belangrijk om binnen die 10 minuten een serum met hoogwaardige kwaliteit aan te brengen (bijvoorbeeld het Dutchskincare vitamine C (& E) serum

Nadat je hebt gerold, kan je huid hierop reageren door na enkele dagen te gaan schilferen/vervellen. Blijf je huid insmeren met een hydraterend serum (bijvoorbeeld met ons multifunctionele cupping serum).

Jouw huid kan geïrriteerd en branderig aanvoelen na het rollen. Het gebruik van het Dutchskincare vitamine C (& E) serum kan dit gevoel verergeren. Dit is een teken dat de huid zijn werk goed doet! Bijna iedere huid is en reageert anders. Houdt het gevoel langer aan en wordt het vervelend? Koel deze dan af met koud water en gebruik aloë vera of ons multifunctionele Rosehip & hibiscus serum met aloë vera.



TIPS

Heb je last van een branderige huid na het rollen en het aanbrengen van het vitamine C serum? Koel je huid dan af met een plens koud water op je gezicht

Wij adviseren om het rollen\ droog op de huid uit te voeren. Voelt dit onprettig aan? Gebruik dan een hyalorunzuurserum tijdens het rollen

MEER SERUM EN/OF MOISTERIZER AANBRENGEN! Dit raden wij sterk aan! Na het rollen absorbeert je huid actieve en effectieve ingrediënten namelijk 5 x beter. Blijf je een dagje thuis? Blijf jouw favoriete serum aanbrengen als je denkt dat dit nodig is. Vergeet niet een hydraterend masker hieraan toe te voegen, voor een mooier resultaat.

Een hyalorunzuurserum is een ander serum dat geadviseerd wordt om aan te brengen na het rollen.

ADVIES

Heb je een fillerinjectie gehad bij je cosmetische arts? Dan mag je na 4 weken alleen de 0.3 millimeter naald gebruiken. Deze is zo oppervlakkig dat het geen effect heeft op de filler. Gebruik geen langere naalden op het gebied waar de filler is aangebracht. Eromheen rollen is wel mogelijk met een roller van 0.5 en 1.0 milliter;

Heb je een botoxbehandeling gehad? Dan mag je pas na 2 weken weer starten met rollen op het behandelde gebied.





BEDANKT VOOR JE AANKOOP!

Rajae Benhamou - Oprichter

Wij willen je hartelijk danken voor je deelname aan de Dutchskincare familie! Het hele team wenst jou veel succes op weg naar een prachtige, glowy huid. Nu je over de juiste tools, kennis en ondersteuning beschikt, kun je erop vertrouwen dat een mooie huid binnen handbereik is.

MOCHT JE VRAGEN, OPMERKINGEN OF FEEDBACK VOOR ONS HEBBEN, DAN KUN JE EEN E-MAIL STUREN NAAR: INFO@DUTCHSKINCARE.NL

WIL JE JOUW BLIJK VAN WAARDERING MET ONS DELEN? GRAAG! DIT IS BINNEN 1 MINUUT GEBEURD. KLIK OP DE KNOP HIERONDER EN LAAT EEN REVIEW ACHTER. WE WAARDEREN JOUW INPUT ENORM!



Beoordeel Dutchskincare

Beoordeel de service van
Dutchskincare

klyoh.com



DUTCH SKINCARE