



Dermaroller

GLAD • STEVIG • STRALEND

De Dermaroller helpt de huid te stimuleren richting een steviger, gladder resultaat. Het rollen ondersteunt de collageenproductie, verfijnt de textuur en verbetert de opname van vervolgproducten.

NAALDMATEN

0,3 mm — geschikt voor beginners en ter ondersteuning van haargroei. 0,5 mm — geschikt voor fijne lijntjes en lichte littekens. 1,0 mm — voor diepere littekens en pigmentatie (uitsluitend voor professioneel gebruik).

Voordelen

- 01 Stimuleert collageen en elastine**
Ondersteunt de productie van collageen en elastine, voor een gladdere en stevigere huid.
- 02 Verfijnt textuur en absorptie**
Verfijnt de huidtextuur en verbetert de opname van vervolgproducten.
- 03 Vermindert littekens en pigmentatie**
Helpt littekens, fijne lijntjes en pigmentatie zichtbaar te verminderen.

Zo gebruik je de Dermaroller

1 Reinig en desinfecteer

Reinig je huid en desinfecteer de roller voor gebruik.

2 Rol voorzichtig over de huid

Rol horizontaal, verticaal en diagonaal over elke zone, 4 tot 8 keer.

3 Volg met een serum

Breng na de behandeling een kalmerend serum aan, zoals hyaluronzuur of vitamine C.

4–8×

PER ZONE

3–6 mnd

VERVANGEN

Verzorging & bewaren

- Desinfecteer de roller voor en na elk gebruik met 70% isopropylalcohol.
- Bewaar in het beschermhoesje om de naaldjes schoon en scherp te houden.
- Vervang de roller regelmatig voor optimale hygiëne.

LET OP

De 1,0 mm variant is uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik, onder begeleiding van een huidtherapeut. Niet gebruiken op een geïrriteerde, ontstoken of beschadigde huid.



DUTCH SKIN5ARE

dutchskincare.nl